

## Жидкость для ультразвуковой очистки кондиционера Klimareiniger Ultrasonic

### ОПИСАНИЕ

Легко и быстро (около 10 минут) освобождает всю систему вентиляции легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой автотехники от микробов, грибов и бактерий, например, Legionella. Устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, обеспечивает подачу свежего и чистого воздуха, оставляя после применения приятный цитрусовый аромат. Процедуру очистки рекомендуется проводить ежегодно, как составляющую часть техосмотра. Очищающая жидкость создана на водной основе, не токсична и не вызывает аллергии

### СВОЙСТВА

- простое и экономичное применение
- уничтожает микробы, грибки и бактерии
- очищает воздухопроводы и внутренние поверхности климатических установок
- повышает комфорт и безопасность движения
- удаляет неприятные запахи
- может применяться со всеми доступными системами ультразвуковой очистки кондиционеров

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма	: жидкость
Основа	: дезинфектор/удалитель запахов/отдушки
Цвет	: прозрачный
Запах	: без запаха
Содержание растворителей	: 0 %
Растворимость в воде	: смешиваемо
Плотность при 20 °C	: 1.0 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Срок годности	: 24 месяца в закрытой таре

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки и дезинфекции систем кондиционирования и вентиляции в пассажирских автомобилях, коммерческой технике и автобусах. Уничтожает неприятные запахи в салоне автомобилей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Очищающая жидкость может использоваться во всех доступных на рынке системах ультразвуковой очистки кондиционеров. Снимите крышку с упаковки, удалите защитную пломбу и, либо наворачните специальную герметичную крышку установки на банку, либо залейте жидкость в соответствующий бачок установки. Содержимого банки достаточно для одной очистки. Следуйте инструкциям производителя оборудования

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Klimareiniger Ultrasonic

0,1л

№ продукта 4079/39015

PI 13/18/06/2018

**Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.**

